

IT

IDEAL



MADE IN ITALY

Chirurgia Estrattiva



ASA DENTAL
MAKE PEOPLE SMILE

IDEAL by Asa Dental

DELICATEZZA E PRECISIONE



ESTRAZIONE ATRAUMATICA

Procedi con sicurezza alla lussazione atraumatica e all'estrazione del dente



DESIGN ERGONOMICICO

Sfrutta il design dell'impugnatura per esercitare solo la forza necessaria e avere il controllo totale



FORME E MISURE

Utilizza lo strumento più adatto al caso da risolvere, scegliendo tra punte di forma e misura diversa

La cura dentale è in costante evoluzione per offrire ai professionisti tecniche e strumenti tali da garantire una maggiore soddisfazione dei propri clienti. Negli interventi più invasivi, come la rimozione di un dente, il risultato e la soddisfazione del paziente sono strettamente legati alla minimizzazione del trauma. Questo è esattamente il compito che i nuovi IDEAL di Asa Dental assolvono in modo preciso e efficace.

Gli IDEAL sono strumenti di lussazione atraumatica che grazie alla punta affilata recidono con delicatezza e precisione i legamenti parodontali, risparmiando inutili lesioni ai tessuti molli e prevenendo fratture nell'operazione di estrazione del dente dall'alveolo.

Periotomi IDEAL

Dotati di punta affilata, questi periotomi sono progettati per recidere i legamenti parodontali in modo da preservare la gengiva circostante e l'osso.

Per minimizzare il rischio di frattura, il dente viene lussato solo dopo una delicata espansione dell'alveolo mediante i movimenti dosati che l'impugnatura ergonomica consente.

0280-3R

Periotomo per lussazione atraumatica,
Diritto #3, Argento, 3 mm

0280-2R

Periotomo per lussazione atraumatica,
Diritto #2, Smeraldo, 2 mm

Periotomi IDEAL

0280-5R

Periotomo per lussazione atraumatica,
Diritto #5, Oro, 5 mm

0280-3C

Periotomo per lussazione atraumatica,
Curvo #3, Nero, 3 mm

Periotomi IDEAL

S0280-4

Il kit IDEAL è più di un semplice set di strumenti. Accuratamente selezionati da Asa Dental, i 4 periotomi che lo compongono permettono di risolvere con efficacia le complicazioni tipicamente associate agli interventi di estrazione. La cura nella progettazione e nella produzione li rendono strumenti per la lussazione atraumatica in grado di minimizzare i danni ai tessuti e il loro sanguinamento.

0280-5C

Periotomo per lussazione atraumatica,
Curvo #5, Nero, 5 mm

Periotomi Doppia IDEAL

Questi periotomi hanno una punta a doppia lama che ne facilita la penetrazione e riduce il rischio di scivolamento dello strumento. Per questa ragione sono particolarmente indicati nel caso di estrazioni difficili o di denti spezzati.

0280-5DF

Periotomo doppia lama
per lussazione atraumatica,
#5, Oro, 5 mm

0280-3DF

Periotomo doppia lama
per lussazione atraumatica,
#3, Argento, 3 mm



INFO PER ORDINI

Periotomi IDEAL

Codice	0280-2R	Diritto	#2	Smeraldo	2 mm
	0280-3R	Diritto	#3	Argento	3 mm
	0280-3C	Curvo	#3	Nero	3 mm
	0280-5R	Diritto	#5	Oro	5 mm
	0280-5C	Curvo	#5	Nero	5 mm

Periotomi Doppi IDEAL

Codice	0280-3DF	Doppia lama	#3	Argento	3 mm
	0280-5DF	Doppia lama	#5	Oro	3 mm

Kit IDEAL

Codice	S0280-4				
include:				0280-3R, 0280-3C, 0280-5R, 0280-5C	

SEDE LEGALE

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di Sopra, 60
Bozzano
55054 Massarosa (Lu)
ITALY

Tel. +39 0584 938305
+39 0584 93363
+39 0584 938306
Fax +39 0584 937167

asadental@asadental.it
www.asadental.com

CENTRO LOGISTICO

Via Sarzanese Valdera, 1331
Bozzano
55054 Massarosa (Lu)
ITALY

STABILIMENTI PRODUTTIVI

Via delle Piagge, 1/A - Martia
55014 Capannori (Lu)
ITALY

Via Fierla, 13 - Z.I.
33085 Maniago (Pn)
ITALY

FILIALI

Asa Dental USA Corp.
105 Maxess Road, Suite 124
Melville, New York 11747 - USA

Asa Dental CHINA CO. LTD.
Room 315, Huaying Building,
Zhong Xin Avenue
Tianjin Airport Economic Area
Tianjin - CHINA

Asa Dental S.p.A. (Branch)
Dubai South Business Center
Building C, 3rd Floor
Dubai Logistics City
PO Box 390667
Dubai - UAE

